

Web - Consultazione

Gentile Cliente,

Tramite codici (**Nome Utente e Password**) strettamente personali può accedere al nostro portale e ai Rapporti di Prova (RdP) di Suo interesse.

Lei può accedere da “remote” al ns. Server cliccando sul link inserito nella Home Page del sito www.farmlab.it oppure digitando su un qualunque browser (consigliamo Mozilla Firefox) il seguente indirizzo:


<http://77.39.229.154:8080/AnalisiWeb71>

In sintesi, “**WEB – Consultazione**” permette di:


- Configurare gli Accessi alla Consultazione dati tramite “profili utenti web” parametrici;
- Scaricare direttamente i Rapporti di Prova in formato .pdf
- Visualizzare i risultati in formato tabellare
- Esportare il prospetto tabellare direttamente in formato Excel per eventuali rielaborazioni: filtrare p.es. quelli della stessa tipologia onde vedere e graficare i trend dei singoli parametri.
- Seguire in tempo reale le analisi in corso.

Di seguito alcune brevi istruzioni.

All'apparire della schermata sotto indicata potrà inserire i suoi codici:



Le apparirà una schermata come sotto indicata dove nel campo **“Committente”** sarà indicato il nome della Sua società:



Cliccando sul pulsante **“Ricerca”** saranno evidenziati nella schermata di sotto tutti i suoi rapporti di prova presenti nel nostro database.

Potrà filtrare tranquillamente per **“data prelievo”**, per **“descrizione”**, per **“Tipo prove”**, ecc...



FARM srl
Testing - Research - Solution

Uffici e Laboratori:
00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Via Lago dei Tartari, 73
Tel: +39 0774.050331 r.a. - Fax: +39 0774.378688
e-mail: info.roma@farmgroup.eu – pec: farmlab@pec.it

www.farmgroup.eu


The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.0.100:8080/AnalisiWeb/`. The page title is "Analisi Web". The interface includes a navigation bar with "Polisystem Informatica s.r.l.", "Richieste accettazione", "Consultazione campioni", and "Esci". The main form contains several input fields: "Committente", "Produttore", "Tipo prove", "Prodotto", and "Luogo prelievo" (all dropdown menus); "Data prelievo da" and "Data arrivo da" (date pickers); "Data approvazione da" (date picker); "Descrizione" (text input); and "Stato" (dropdown menu). There are "Ricerca" and "Reset" buttons. Below the form is a tabbed interface with "Riepilogo campioni" and "Tabella a campi incrociati". The "Tabella a campi incrociati" tab is active, showing a table with columns: CODICE, DATA RDP, COMMITTENTE, PRODUTTORE, TIPO ANALISI, STATO, PRODOTTO, and LUOGO PRELIEVO. The table is currently empty, and the status "Campioni: 0" is displayed.

Mod. 1.00 Rev.5 090712



Cliccando su una qualunque riga si evidenzia il pulsante “**Dettaglio**” e “**Rapporto di Prova**”:

- “**Dettaglio**”: vede i parametri ed i risultati
- “**Rapporto di Prova**”: permette di scaricare direttamente il certificato, se già inviato con firma digitale e nello stato “**Spedito**”



CODICE	DATA RDP	COMMITTENTE	PRODUTTORE	TIPO ANALISI	STATO	PRODOTTO
4001212-005	23/12/14	...	-	01-Acque destinate al cons. umano	Stampato	-
4001212-004	23/12/14	...	-	01-Acque destinate al cons. umano	Stampato	-
4001212-003	23/12/14	...	-	01-Acque destinate al cons. umano	Stampato	-
4001212-002	23/12/14	...	-	01-Acque destinate al cons. umano	Stampato	-
4001212-001	23/12/14	...	-	01-Acque destinate al cons. umano	Stampato	-


Cliccando invece su “**Tabella campi incrociati**” vede una tabella con tutti i risultati dei Rapporti di prova filtrati.



CAMPIONE	TIPO ANALISI	1,2 dicloroetano [µg/L]	2,4 D methyl-estere [µg/L]	2,4 DDT [µg/L]	4,4 DDD [µg/L]	4,4 DDE [µg/L]	4,4 DDT [µg/L]	Acetilammide [µg/L]	Alachlor [µg/L]
4001212-005	01-Acque destinate al cons. umano	< 0,036	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
4001212-004	01-Acque destinate al cons. umano	< 0,036	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
4001212-003	01-Acque destinate al cons. umano	< 0,036	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
4001212-002	01-Acque destinate al cons. umano	< 0,036	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
4001212-001	01-Acque destinate al cons. umano	< 0,036	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01

Inoltre utilizzando il pulsante “**esportazione**” può esportare il tutto in formato excel.

Nel campo “**Stato**” potrà controllare lo stato di avanzamento della certificazione del suo campione.



Data arrivo da [] a []

approvazione da [] a []


Descrizione []

Stato []

Reset

- Verificato
- Approvato
- Stampato
- Spedito

LUOGO PRELIEVO



Stampato se è stato firmato manualmente

Spedito se è stato firmato digitalmente

Per qualunque richiesta di chiarimenti o delucidazione può contattare i ns. responsabili dell’ACCETTAZIONE al seguente indirizzo mail: accettazione@farmgroup.eu

O può telefonare allo **0774_761207**



FARM srl
Testing - Research - Solution

Uffici e Laboratori:
00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Via Lago dei Tartari, 73
Tel: +39 0774.050331 r.a. - Fax: +39 0774.378688
e-mail: info.roma@farmgroup.eu – pec: farmlab@pec.it

www.farmgroup.eu

FAQ: DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE

D. I Rapporti di Prova ufficiali con firma digitale che la FARM invia al cliente devono essere inviati per Posta certificata (PEC) o è sufficiente l'invio a qualunque mail prescelta dal cliente?

R. E' sufficiente l'invio verso qualunque mail prescelta dal cliente

D. Il Rapporto di prova inviato per mail con firma digitale può essere stampato?

R. Ovviamente Sì. Ma il cartaceo non ha alcun valore legale. E' solo una copia.

D. E che cosa allora si può inviare o far visionare agli Organi di Controllo che ne fanno richiesta?

R. Il file .p7m o il .pdf.p7m da qualunque periferica: PC, Tablet, Cellulare,...

D. Se non posso installare un programma che legga i file .p7m, posso aprire i corrispondenti file formato .pdf?

R. Sì, utilizzando Acrobat ultime versioni

D. Il file che il cliente vede sul portale FARM può essere archiviato dal cliente come originale?

R. No, è solo una copia. L'originale è quello che invia la FARM con una mail dove sono presenti tutte le credenziali della firma digitale.

D. Deve essere archiviata la mail con allegati i file dei Rapporti di Prova firmati digitalmente o basta allegare i soli file dei Rapporti di Prova?

R. Basta allegare i soli file dei Rapporti di Prova perché nelle "Proprietà" di questi ci sono le credenziali della firma digitale

cordiali saluti,

FARM srl

GUIDONIA MONTECELIO (RM) Rev. 12 del 01.10.2023